

歯科技工士が開発した 簡単ないびき対策マウスピース

いびきくん®

上下の奥歯に装着するだけで、
睡眠時の開口を防ぎ、
鼻呼吸を導きます。

口呼吸から
鼻呼吸に!

睡眠中の
きくぱり

男女兼用・フリーサイズ

持ち運びにも便利!

特許出願中

収納ケース付き



JAN 4560198340181



いびきでお悩みの方に。睡眠中の気くぱりに。
歯科技工士が開発した、簡単ないびき対策マウスピース。

■装着時の違和感をなくした極薄構造

薄くてコンパクトな構造と、スムーズなラウンド処理を行った形状により、装着時の異物感を軽減しています。

■奥歯にはめるだけの簡単装着

ブリッジが舌の下に入りますので、睡眠時に飲み込むことはありません。
(人間は異物が咽喉に触れると無意識にそれを吐き出す反射が起こります。通常の使用方法により間違えて飲み込む恐れはございません。)

■小さいので目立たず、持ち運びに便利

携帯に便利な収納ケース付。家庭で、寮生活で、旅行や合宿、研修など、様々な場所でご使用いただけます。


■いびきくんの特長

- 睡眠時にいびきくんを奥歯に装着することで、いびきの原因となる口呼吸を鼻呼吸に導き、いびきを軽減するいびき用マウスピースです。
- 家族など周りの人の睡眠を妨げている方に、睡眠中の気くぱりができるいびき対策マウスピースをお勧めします。
- いびきくんは医療用具ではありません。効用には個人差があります。
- このマウスピースは、上下の歯をしっかり固定するものではなく装着することにより潜在意識で鼻呼吸に導くものです。
- 本品は日本人の歯の平均形状をベースに商品化したものです。
- サイズには個人差があります。


■使用方法



*鏡を見ながらブリッジを前にして上下の奥歯に装着します。
*TOPと書いている面が上になります。




*下の奥歯に装着するので呼吸の妨げになりません。またブリッジが舌の下に入りますので、睡眠中に飲み込むことはありません。



噛んだ時に歯を
ホールドする
特殊断面形状

■商品名称と各部の説明



■使用時イメージ



いびきでお悩みの方へ

- ・いびきくんは、とっても簡単ないびき対策マウスピース!
- ・上下の奥歯に装着するだけで、睡眠時の開口を防ぎ、鼻呼吸を導きます。
- ・家族など周りの人の睡眠を妨げている方、「睡眠時無呼吸症候群」の可能性がある方などにおすすめ。
- ・携帯に便利な収納ケース付! 家庭、旅行、合宿、など、様々な場所でご使用いただけます。

■いびきの原因

- いびきは、狭くなった上気道が呼吸時に擦れて出す音です。
- いびきのほとんどの原因は口呼吸によるものです。
- その原因は、肥満、仰向け寝る、鼻の疾患、あごが小さい、噛み合わせが悪い、舌の肥大、口蓋扁桃・口蓋垂(のどちんこ)の肥大と炎症、疲労(ストレス)、飲酒、薬(睡眠薬・精神安定剤)、病気、加齢、不規則な生活習慣、室内の気温や湿度、など、さまざまです。

■いびきのリスク

- 他人に迷惑
- 旅行に行きづらい
- 睡眠の質を下げる為、昼間の活動に支障
- 睡眠時無呼吸症候群のおそれ

■使用上の注意

- ・ご使用になる前に使用方法を必ずお読みください。
- ・18歳未満の方は使用しないでください。
- ・いびきくんが歯の噛みしめなどによって破損した場合は、お取替ください。(※個人差があります。)
- ・あごの関節や筋肉、噛み合わせなどに異常を感じた時は使用を中止してください。
- ・装着してひどく吐き気がする場合は使用しないでください。
- ・上下逆に装着すると、奥歯にフィットせず寝中に外れる場合もありますのでご注意ください。
- ・お酒を飲まれた時は使用しないでください。
- ・子供の手の届かない所に保管してください。

日本製